

NÁVOD NA POUŽITIE

Štandardný elektrický invalidný vozík

ZDRAVOTNÍCKY VÝROBOK
Verzia 2 15/2023



REF DY01109

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Aby ste mohli invalidný vozík správne používať, pozorne si prečítajte bezpečnostné pokyny.
- Ak tieto pokyny nedodržíte, výrobok sa môže poškodiť a ľudia môžu utrpieť zranenia, ktoré môžu byť aj život ohrozujúce.
- Ak je potrebné, aby invalidný vozík používal pacient, rodinný príslušník by si mal pred použitím dobre prečítať pokyny a porozumieť im.
- Nedovoľte, aby invalidný vozík používali deti alebo osoby, ktoré nerozumejú návodu na použitie.
- Používateľ sa nesmie prepravovať v žiadnom dopravnom prostriedku, keď sedí na invalidnom vozíku.
- Je zakázané, aby používateľ upravoval invalidný vozík bez súhlasu autorizovaného servisného strediska. V takomto prípade Reha Fund nezodpovedá za prípadné nehody.
- Je zakázané stáť na opierke nôh, inak sa invalidný vozík prevráti.
- Pri používaní invalidného vozíka nevytrčajte žiadnu končatinu, pretože to môže ovplyvniť stabilitu jazdy.

Každý z týchto bodov je dôležitým bezpečnostným prvkom a musí sa dodržiavať.

* Po prečítaní tejto príručky si ju uschovajte pre budúce použitie.

⚠ POZOR!

1. Elektrický invalidný vozík je vhodný na používanie v miestnosti, na ceste v záhrade a na ceste okolo obydli. Nepribližujte sa k motorovým vozidlám ani k hlbokým jamám. Vyhybajte sa prekážkam, aby ste predišli nebezpečenstvu prevrátenia invalidného vozíka.
2. Nejazdite dlhodobo do kopca, aby ste zabránili preťaženiu a nadmernej spotrebe energie systémov a motora.
3. Na prekonanie schodu nepoužívajte zotrvačnú silu, pretože to spôsobí nehodu alebo poškodenie invalidného vozíka.
4. Systém proti prevráteniu kolies zabráňuje prevráteniu invalidného vozíka, keď je uhol rampy príliš veľký: nie je možné ho odstrániť.
5. Pokiaľ sa neodporúča inak, všetky nastavenia invalidného vozíka by sa mali vykonávať, keď používateľ nesedí na vozíku.
6. Skontrolujte, či opierka na ruku, rukoväť atď. nie je uvoľnená; ak áno, obráťte sa na technika, aby to skontroloval.
7. Nemeňte polohu sedenia, keď sa nakláňate dozadu, inak sa invalidný vozík prevráti.
8. Nepoužívajte pohyblivé schody, ak sa pohybujete na invalidnom vozíku, pretože to môže spôsobiť vážne zranenie.
9. Keď chce používateľ invalidného vozíka premiestniť vozík na iné miesto, najprv zaparkujte vozík na najbližšom a najlepšom mieste, otočte predné kolesá vozíka na miesto, na ktoré ho chcete premiestniť, a uistite sa, že vozík brzdí.
10. Pri zdvíhaní invalidného vozíka uchopte nepohyblivé časti invalidného vozíka a nie pohyblivé časti, ako sú napríklad plošiny podnožík.
11. Pri parkovaní počas jazdy jednoducho uvoľnite ovládacie madlo a resetujte a elektrický invalidný vozík sa automaticky zabrzdí. Pri parkovaní na svahu môže elektrický invalidný vozík automaticky zabrzdíť. Z bezpečnostných dôvodov sa odporúča zastaviť na rovnom teréne a brzdu zatiahnuť.
12. Často kontrolujte, či je elektrický konektor dobre pripojený, či je skrutka uvoľnená a v prípade potreby ju nastavte.
13. Nosnosť invalidného vozíka je 100 kg. Ak používateľ váži viac ako 100 kg, obráťte sa na výrobcu so žiadosťou o špeciálnu objednávku.
14. Keď sa invalidný vozík pohybuje po šikmom povrchu, používateľ si musí zapnúť bezpečnostný pás; keď je sklon väčší ako 5 stupňov smerom nadol, opatrovateľ by mal vozík otočiť dozadu a opatrne kráčať dopredu. Ak je invalidný vozík počas klesania otočený dopredu, môže to spôsobiť, že sa používateľ nakloní dopredu a spadne.
15. Počas používania by sa mal invalidný vozík pravidelne čistiť raz denne. Ak vozík používa pacient s infekčným ochorením, mal by sa dôkladne dezinfikovať dezinfekčnými prostriedkami.

⚠ POZOR!

Nevypínajte napájanie pri stúpaní a pri klesaní, inak dôjde k pádu!

⚠ POZOR!

Používateľ nesmie dopustiť, aby sa batéria nadmerne vybíjala. Ak sa invalidný vozík nepoužíva, batériu treba dobíjať raz za mesiac.

⚠ POZOR!

Fotografie a grafické znázornenia použité v tomto návode na obsluhu slúžia len na ilustračné účely! Technické údaje zobrazené na obrázkoch a nachádzajúce sa v cieľovom vozíku sa môžu líšiť.

⚠ POZOR!

Počas používania a manipulácie s výrobkom a pri montáži a nastavovaní mechanizmov môže hroziť nebezpečenstvo zachytenia resp. stlačenia častí tela používateľa/spoločníka v otvoroch/medzerách medzi komponentmi. Tieto operácie vykonávajte obzvlášť opatrne. Po nastavení stabilizujte polohu starostlivým utiahnutím matíc/skrutiek.

⚠ POZOR!

Udržujte mimo dosahu malých detí kvôli malým častiam výrobku.

OBSAH

- I. Zhrnutie
- II. Rozsah uplatňovania
- III. Výkonnosť výrobku, ochrana, konštrukcia
 - I) Kľúčové komponenty a špecifikácie
 - II) Súhrn funkcií
 - III) Prevádzka invalidného vozíka
- IV. Návod na použitie
- V. Údržba výrobku
- VI. Symboly, skratky atď.
- Používané pri označovaní zdravotníckych pomôcok
- Opis kódu chyby
- Schematický diagram

I. Zhrnutie

Táto príručka sa zaoberá elektrickými invalidnými vozíkmi vrátane bezpečnostných opatrení, návodov na obsluhu a informácií o údržbe rôznych modelov.

Model v tejto príručke slúži len pre informáciu používateľov. Skutočné použitie nájdete v skutočnom zariadení.

II. Rozsah použitia

Výrobok je určený pre staršie osoby, osoby so zdravotným postihnutím a iné skupiny so slabou schopnosťou chôdze (okrem skupín, ktoré nedokážu posúdiť prostredie, v ktorom sa nachádzajú), je vhodný do interiéru, na dvor, chodník a iné miesta, na krátke vzdialenosti, je ideálnym prostriedkom na zaistenie mobility pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím.

Výrobok - stručné predstavenie:

I) Špecifikácie a časti

Tento invalidný vozík sa skladá z rámu, priečnej tyče, 8-palcového predného kolesa z polyuretánu, 10-palcového zadného kolesa s motorom, regulátora, batérie, joysticku, systému proti prevráteniu kolies, sedadla a opierky chrbta a opierky nôh atď. Jeho konštrukčná schéma je znázornená na obrázkoch nižšie.


Elektrické parametre:

1. Motor: DC24V 350W 2 SZT.
2. Kapacita lítiovej batérie: DC24V 10AH 1 KS.
3. Nabíjačka: AC110-240V 50-60Hz Maximálny výkon: 2A
4. Ovládač: 1: Max. výstupný výkon: 50 A Bežný prevádzkový prúd: 2-3 A

Výkonnostné parametre: 1:

1. Maximálna rýchlosť: <6 hp/H Účinnosť brzdzenia: <1,5 M
2. Statická stabilita: >9° Dynamická stabilita: >6°
3. Minimálny polomer otáčania: <1200MM
4. Teoretický dojazd: 20 KM/jedna batéria

Pozícia	Celková dĺžka	Celková šírka	Celková výška	Šírka sedadla	Priemer predného kolesa	Priemer zadného kolesa
Parameter	99 cm	68 cm	91 cm	46 cm	8''	20''
Pozícia	Výška sedadla	Hĺbka sedadla	Výška operadla	Šírka zloženého výrobku	Hmotnosť výrobku	Maximálna hmotnosť používateľa
Parameter	48 cm	40 cm	41 cm	33 cm	25.5 kg	100 kg



1. Kryt rukoväte
2. Opierka na ruku z polyuretánu
3. Hliníkový rám
4. Brzda s rukoväťou
5. 20" zadné koleso
6. Box na batérie x 1
7. Priečnik
8. Opierka na nohy
9. Predné koleso 8"
10. Popruh na opierku nôh
11. Krabička na ovládač
12. Vankúš
13. Ovládač
14. Hliníková rukoväť
15. Vankúš na opierku chrbta
16. Vyvažovacia trubica

*** Grafika v tejto príručke slúži len na informačné účely. Skutočné použitie závisí od konkrétneho výrobku.**







II) Súhrn funkcií

Konštrukcia vozíka poskytuje bezpečnosť aj pohodlie. Jeho hlavnými funkciami sú:



1. Skladací rám z hliníkovej zliatiny;
2. Prenosná konštrukcia;
3. Sklopné operadlo;
4. Nastaviteľná opierka nôh;
5. Vypínač zapnutia/vypnutia jedným dotyk;
6. Zobrazenie rýchlosti v reálnom čase;
7. Brushless hub motor;
8. Funkcia Bluetooth;
9. Inteligentná brzda pri nižšom výkone;
10. Ovládanie pomocou joysticku;
11. Rádio

III) Prevádzka invalidného vozíka

1. Inštalácia

Rozložte obe bočné opierky rúk.	
Vložte desať prstov dovnútra a pomaly ich zatlačte nadol.	
Zložte zadnú opierku, vytiahnite ju smerom nahor.	
Umiestnite spojovací kábel na suchý zips zadnej podložky.	
Postupujte podľa predchádzajúceho kroku, pomaly zatlačte nadol a pripevnite suchý zips k operadlu.	
Rozložte plošiny opierky nôh.	

2. Skladanie

Zložte plošiny na nohy.	
Položte ruky do stredu sedadla a potiahnite čalúnenie smerom nahor.	

3. Inštalácia ovládača

Pred prvou inštaláciou pripojte zástrčky umiestnené na zadnej strane operadla, úplne dole.




Obrázok 3-0

Ovládač je štandardne nainštalovaný na pravej strane (ak potrebujete upraviť polohu inštalácie, najprv odstráňte upevňovacie skrutky rukoväte a potom pre inštaláciu prepnite na ľavú stranu). Najprv odskrutkujte gombík, zasuňte upevňovaciu tyč do štrbiny pevného držáka, posuňte upevňovaciu tyč dopredu a dozadu do správnej polohy, potom zaskrutkujte gombík a utiahnite ho, potom pripojte konektor ovládacieho vedenia a ovládací box k ovládaču. Vložte príslušný konektor do hornej časti a utiahnite spojovaciu maticu (obrázok 3-1).



Obrázok 3-1

Keď sú konektory správne pripojené, všimnite si, ako zapadajú do drážok. Čierne šípky na ľavom a pravom konektore by mali navzájom korešpondovať a nesmú sa násilu zasúvať, aby nedošlo k poškodeniu konektorov (ako je znázornené na obrázku 3-2).



Obrázok 3-2

Nainštalujte kolieska proti prevráteniu, vložte trubicu proti nárazu a umiestnite ju do správnej polohy na zadný rám, vľavo, resp. vpravo, a upevnite ju skrutkami (ako je znázornené na obrázku 4). Za vozíkom sa nachádza konštrukčný prvok zvaný výložník, vďaka ktorému je vozík stabilnejší a pohodlnejší pre používateľa. Pri skladaní invalidného vozíka odstráňte skrutku na odstránenie rúrky a zložte invalidný vozík (ako je znázornené na obrázku 4).



Obrázok 4-2

Odstráňte skrutku pod ľavou opierkou, ako je znázornené na obrázku 5-1 (vľavo) (skrutka je v prednej časti ľavej opierky), a znovu nainštalujte skrutku do polohy pod pravou opierkou zodpovedajúcej polohe ľavej ruky. Uťahnite skrutky, pričom odstránenú nastavovaciu konzolu nahraďte otvorom pod ľavou opierkou.



Obrázok 5-1

Odstráňte kábel ovládača z pravej strany a navíňte kábel zo spodnej časti invalidného vozíka na ľavú stranu (obrázok 5-2).



Obrázok 5-2

IV) Používanie príručky

1. Ovládanie elektrického invalidného vozíka

1) Po správnom usadení používateľa zapnite spínač ovládača a invalidný vozík sa zapne, keď sa zobrazí výzva na zapnutie. Na LCD displeji sa zobrazí aktuálny výkon a zostávajúci počet kilometrov. Systém určí bezpečnú stratégiu spustenia. Ovládač spustíte, keď zaujmete správnu polohu na invalidnom vozíku, inak sa systém poškodí a nebude fungovať.

2) Rýchlosť sa nastavuje pomocou tlačidla na ovládači. Celkovo je k dispozícii päť rýchlostných stupňov. To je vhodné na použitie pri nízkej rýchlosti počas štartovania. Počas jazdy sa môže zobrazovať rýchlosť v reálnom čase. Zároveň nie je možné počas jazdy meniť polohu radiacej páky. Jazdu pri nízkej rýchlosti odporúčame najmä novým používateľom; nie je ťažké spôsobiť nehodu v dôsledku prevádzkových chýb.

3) Elektrický vozík sa ľahko používa, potiahnutím rukoväte sa pomaly pohybuje, vozík sa pohybuje podľa polohy joysticku dopredu, doľava, doprava, dopredu a dozadu.

4) Ak potrebujete alarm, stlačte tlačidlo označené symbolom klaksónu na ovládači.

5) Keď je batéria úplne nabitá, zobrazí sa 5 čiarok. Keď je batéria vybitá, mriežka je nulová alebo bliká ikona batérie. Ak je zostávajúci stav batérie nedostatočný, odporúča sa včas nabiť batériu, aby bola batéria úplne nabitá.

6) Dlhšie stláčajte spínač a vypnite invalidný vozík, keď sa zobrazí alarm.

2. Popis funkcií ovládača



- Joystick (1): používa sa na riadenie a ovládanie rýchlosti.
- Vypínač napájania (2):
 - Stlačte vypínač: vozík sa zapne, keď počujete zvuk;
 - stlačte vypínač na tri sekundy: invalidný vozík sa vypne, keď počujete zvuk.
- Prepnutie na nižší prevodový stupeň (3): stlačením tlačidla znížite maximálnu rýchlosť.
- Prepnutie na vyšší prevodový stupeň (4): stlačením tlačidla zvýšite maximálnu rýchlosť.

⚠ POZOR!

Ak je výkon nižší ako 10 %, automaticky sa zmení na "Znížený prevodový stupeň" a na displeji sa zobrazí informácia "Znížený prevodový stupeň"; ak je výkon nižší ako 2 %, automaticky sa zmení na "Zakázaný prevodový stupeň" a na displeji sa zobrazí "Zakázaný prevodový stupeň".

- Hlasitosť (5 a 7): Implementujte pridávanie a odoberanie hlasitosti samostatne.
- Uvoľnenie (13):
 - Stlačte tlačidlo Bluetooth (10) a na displeji sa zobrazí symbol Uvoľnenia (13), Bluetooth je k dispozícii pre pripojenie mobilného telefónu, náramku atď. k vozíku.
 - Rádio (6):
 - Stlačením tlačidla Rádio (6) zapnete rádio;
 - Stlačením tlačidla Bluetooth (10) prepnete možnosť Bluetooth na FM;
 - Opätovným stlačením tlačidla Rádio (6) prepnete kanály;
 - Stlačením tlačidla Play/pause (9) stlačte tlačidlo pauzy a zapnete rádio.

- Klaksón (8): zvuk po stlačení, bez zvuku po uvoľnení.
- Odhadovaný zostávajúci počet kilometrov (11), udáva zostávajúci počet kilometrov s plným užitočným zaťažením (na základe plného užitočného zaťaženia 100 kg, teploty okolia 25 °C, priemernej rýchlosti 6 km/h na rovnej ceste). Pri každodennom používaní sa výkon môže zhoršiť, ak často meníte smer jazdy, zastavujete alebo začínate jazdiť do kopca; (12) zobrazuje rýchlosť v reálnom čase; (15) zobrazuje prevodový stupeň používania, odporúča sa používať nízky prevodový stupeň s konštantnou rýchlosťou, nižší kvôli bezpečnosti; (13) zobrazuje relaxáciu, bluetooth je predvolene zapnutý; (14) zobrazuje aktuálnu kapacitu batérie; ak je batéria nedostatočná, nabite ju.

3. Elektronická brzda

Tento elektrický invalidný vozík využíva pokročilý elektronický brzdový systém a môže nečakane zastaviť. Jeho používanie je úplne bezpečné. Upozorňujeme, že elektronická brzda pri aktivácii spotrebuje určitú energiu. Ak je zapnutá dlhší čas, zníži dojazd vozíka. Odporúča sa, aby používateľ vypol ovládač, pokiaľ nepoužíva invalidný vozík, aby sa znížila spotreba energie.

4. Inteligentná brzda pri nižšom výkone

1) Vozík je k dispozícii s dvoma režimami jazdy, elektrickým a manuálnym. Po zapnutí invalidného vozíka sa automaticky aktivuje elektrický režim; vo vypnutom stave je to manuálny režim. Keď používateľ zastaví, je potrebné stlačiť blokádu ľavého a pravého kolesa.

2) Pri jazde, ak je výkon nižší ako 10 %, sa invalidný vozík automaticky prepne do režimu obmedzenia rýchlosti (pokles rýchlosti pod 1,5 km/h). V tomto stave je jeho dojazd približne 2 km; ak je výkon menší ako 2 %, vozík automaticky zabrzdí a na joysticku sa zobrazí správa. Vtedy sa odporúča stlačiť zámky kolies alebo aktivovať manuálny režim a požiadať o pomoc osobu, ktorá vozík riadi.

3) Pri nerovných cestách sa z dôvodu bezpečnosti odporúča používať aj manuálny režim.

5. Načítanie

1) Na zaistenie bezpečného používania používajte nabíjačku dodanú s invalidným vozíkom tak, že ju zapojíte do nabíjacej zásuvky na zadnej strane ovládača.

2) Zástrčka nabíjačky sa zasúva do zdroja elektrickej energie so správnym napätím a frekvenciou.

3) Keď sa indikátor nabíjania na nabíjačke rozsvieti na zeleno, znamená to, že napájanie je dostatočné. (Kapacita batérie je 10 Ah. Čas nabíjania závisí od zostávajúcej energie v pôvodnej batérii. Nenabitý nový akumulátor sa prvýkrát nabíja približne 4-5 hodín). Po úplnom nabití batérie odpojte nabíjačku a výstupnú zástrčku nabíjačky.

4) Režim nabíjania: zasuňte zástrčku do nabíjacieho portu v spodnej časti ovládača podľa obrázka.



⚠ POZOR!

Príčiny ľahkých a stredne ťažkých poranení.

Pri rozkladaní sedadla dávajte pozor na polohu prsta, aby nedošlo k jeho stlačeniu.	
Pri stláčaní rukoväte operadla dávajte pozor na polohu prsta, neumiestňujte ho do drážky, aby nedošlo k jeho stlačeniu.	
Pri vstávaní z invalidného vozíka neumiestňujte nohy priamo na plošiny opierky nôh, aby ste zabránili prevráteniu.	
Pri nastupovaní a vystupovaní z invalidného vozíka najprv zapnite zámky zadných kolies, aby ste zabránili posunu vozíka dozadu, a potom zdvihnite plošiny opierky nôh, aby ste zaistili bezpečnosť.	

V) Údržba výrobku

1. Preventívna kontrola

- Pred nástupom na vozík skontrolujte nasledujúce položky, aby bol vozík vždy v bezpečnom stave.
- V prípade potreby opravy informujte popredajný servis.

⚠ POZOR!

Skontrolujte skrutky na kolese, hnacom kolese, brzde a ďalších častiach. Ak sú skrutky uvoľnené, utiahnite ich. Pravidelne kontrolujte, či sú skrutky dobre dotiahnuté.



Ak brzdný účinok nie je dobrý, upravte tlak v pneumatikách. Ak problém pretrváva aj po úprave tlaku v pneumatikách, informujte autorizované servisné stredisko v Poľsku.

2) V prípade prepichnutia pneumatiky kontaktujte autorizované servisné stredisko v Poľsku alebo najbližšiu predajňu bicyklov, kde vám pomôžu. Nepoužívajte bicykel s prepichnutou pneumatikou.

3) Neumiestňujte invalidný vozík na mieste ľahko vystavenom vode.

2. Čistenie a údržba

1) Denne utierajte telo invalidného vozíka čistiacou vodou alebo čistiacim roztokom.












POZOR!

Vozík nie je možné utierať čistiacim prostriedkom ako je napr. alkohol.

2) Každý mesiac používajte mazivo na údržbu vozíka.

3) Pravidelne utierajte čalúnenie sedadla, čalúnenie operadla a madlá teplou vodou a zriedeným mydlom.

VI) Symboly, skratky atď. na zdravotníckych pomôckach

	Hore, neprevracat'
	Skladujte na suchom mieste
	Krehké, manipulujte opatrne
	Upozornenie
	Zákaz hádzania
	Aplikačná časť typu B
IXP3	Klasifikácia ochrany
	Označenie CE
	Referenčné číslo
	Dátum výroby
	Pozri návod na použitie
	Sériové číslo

VII) Podmienky a metódy skladovania a prepravy

Vozík skladujte v dobre vetranej miestnosti, pri teplote okolia $-10\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 45\text{ }^{\circ}\text{C}$, s relatívnou vlhkosťou vzduchu najviac 93 % a uchovávajte ho mimo dosahu škodlivých plynov, horľavých, výbušných a korozívnych látok.

Vozík je vhodný na cestnú, železničnú, leteckú a vodnú dopravu. Je potrebné zabrániť silným vibráciám a nárazom počas nakladania, vykladania a prepravy, ako aj vlhkosti. Je potrebné zabrániť kontaktu s horľavými a žieravými materiálmi.


VIII) Úvod do kódov porúch

Pozorne si prečítajte vyššie uvedený návod na obsluhu a dodržiavajte bezpečnostné opatrenia. Invalidný vozík bol prísne testovaný a jeho kvalita je vynikajúca. Ak sa na LCD displeji objaví chybový kód z dôvodu poruchy, prečítajte

si popis chybového kódu uvedený nižšie, vykonajte opravu podľa popisu chyby, ak problém súvisí so zariadením, obráťte sa na autorizované servisné stredisko v Poľsku, aby sa situácia objasnila:

Kód poruchy	Príčina poruchy	Riešenie
0001	Porucha joysticku	Pri spúšťaní vozíka uvoľnite joystick; ak porucha pretrváva, kontaktujte servisného technika
0002	Porucha ľavej časti motora	Kontaktujte servisného technika
0004	Porucha pravej časti motora	Kontaktujte servisného technika
0008	Preťaženie alebo prúdová porucha ľavého motora	Kontaktujte servisného technika
0010	Preťaženie alebo prúdová porucha pravého motora	Kontaktujte servisného technika
0020	Prepätie alebo nedostatočné napájacie napätie	Kontaktujte servisného technika
0040	Porucha napätia 15 V	Kontaktujte servisného technika
0080	Porucha ľavej motorovej brzdy	Kontaktujte servisného technika
0100	Porucha pravej motorovej brzdy	Kontaktujte servisného technika
0200	Porucha ľavej časti motora	Kontaktujte servisného technika
0400	Porucha pravej časti motora	Kontaktujte servisného technika
0800	Porucha komunikácie	Kontaktujte servisného technika

IX) Schéma



ZOZNAM POUŽITÝCH MATERIÁLOV

Tlačné rukoväte	polyvinylchlorid
Zadné koleso	polybutadién + horčíková zliatina + hliník + polyamid
Ťahadlá	ocel'
Zámok kolesa (brzda)	polypropylén
Priečka	ocel'
Rám	hliník
Vidlica	hliník
Predné koleso 8"	polypropylén + polyvinylchlorid
Nášľapná doska	polyamid + polyester
Ochranný pásik na nohy	polyester
Opierka nôh	hliník
Čalúnenie sedadla	polyester
Čalúnenie operadla	polyester
Brzdy	ocel'
Podrúčka	polypropylén
Bočné strany	polyuretán

DOVOZCA

Reha Fund Sp. z o. o.
ul. Staniewicka 14
03-310 Varšava
tel. 48 22 59 40 300 fax. 48 22 59 40 307
e-mail: info@rehafund.pl
www.rehafund.pl




Guangdong Dayang Medica Technology Co., Ltd.

**Changhongling Industriai Park (2nd Phase),
Shishan, Nanhai , Foshan,Guangdong, China**

Email:dy2@dayangmed.com

Tel: (86) 757 81821201

Mob: (86) 13923257261



SUNGO Europe B. V.

**Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam,
Netherlands**

Contact: Yana Zhang (Ms.)

Tel: +31(0)2021 11106

E-mail: ec.rep@sungogroup.com



ZÁRUČNÁ KARTA
Štandardný elektrický invalidný vozík

Model:	Sériové číslo:	Dátum predaja:	Podpis a pečiatka predávajúceho:

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

1. Výrobca ubezpečuje zákazníka, že predmet predaja, na ktorý je vystavený tento záručný list, je úplne nový a bez závad.
2. Na rám invalidného vozíka sa vzťahuje záručná doba 60 mesiacov, na ostatné mechanické časti sa vzťahuje záručná doba 36 mesiacov, na batériu a ostatné elektrické časti sa vzťahuje záručná doba 6 mesiacov od dátumu predaja v záručnom liste.
3. Základom pre posúdenie reklamácie je doručenie správne vyplneného záručného listu s priloženým dokladom o kúpe.
4. Prípadné závady zariadenia budú odstránené spoločnosťou REHA FUND Sp. z o.o. alebo autorizovanými servisnými technikmi za predpokladu, že invalidný vozík bol používaný v súlade s jeho určením a návodom na použitie.
5. Oprava bude vykonaná čo najskôr, najneskôr do 14 dní, odo dňa prijatia zariadenia v servisnom stredisku. Ak je potrebné doviesť náhradné diely, doba opravy sa môže predĺžiť, o čom bude zákazník informovaný.
6. Záruka sa nevzťahuje na
 - údržbu, čistenie a nastavenie invalidného vozíka, ako je popísané v návode na použitie;
 - diely podliehajúce opotrebovaniu počas bežného používania, napr. gumové diely, pružiny, plastové ozdoby, čalúnenie, ložiská atď.;
 - mechanické a tepelné poškodenie invalidného vozíka, napr. ohnutie, poškrabanie, zlomenie atď. ;
 - poškodenia spôsobené používaním zariadenia v rozpore s návodom na použitie, nedbalosťou, vykonávaním samostatných opráv, úprav alebo konštrukčných zmien.
7. Pred vrátením zariadenia do autorizovaného servisného strediska by sa malo zariadenie vyčistiť v súlade s návodom na použitie, aby bolo vhodné na servis.
8. Opravy a výmenu náhradných dielov by mali vykonávať autorizovaní servisní technici spoločnosti Reha Fund s.r.o.
9. V prípade neopodstatnenej reklamácie budú zákazníkovi účtované náklady na vybavenie reklamácie.
10. Územná pôsobnosť záručnej ochrany sa vzťahuje na územie Poľskej republiky.
11. Záruka na predaný tovar nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva zákazníka vyplývajúce z nesúladu tovaru so zmluvou.

ZOZNAM SERVISNÝCH OPRÁV (vyplní servisné stredisko)

	Dátum oznámenia	Objednávka č.	Popis závady/rozsah opravy	Dátum opravy	Pečiatka a podpis servisného strediska
1.					
2.					