

SYMPLEE AK-2012-R infračervená lampa 300W

Seznámení se s produktem a návod na obsluhu



SYMPLEE AK-2012-R 300W

Úvod produktu SYMPLEE AK-2012-R infračervená lampa 300W

Infračervená lampa **SYMPLEE AK-2012-R** poskytuje účinnou úlevu od bolesti svalů a kloubů. Její infračervené teplo o výkonu 300 W je velmi příjemné a proniká hluboko do pokožky, stimuluje krevní oběh.

Účinky infračervené lampy

Infračervená lampa **SYMPLEE AK-2012-R** dokáže proniknout hluboko do pokožky a zahřívá tkáň. Teplo moduluje neuronální signály do mozku a tím snižuje bolest. Teplo také stimuluje krevní oběh a rozšiřuje cévy, což urychluje transport látek potřebných k obnově a výživě tělesných tkání. Infračervená lampa navíc urychluje metabolický proces a odstraňování odpadních látek z těla. Protože teplo činí tkáň poddajnější, snižuje také ztuhlost a činí klouby pružnějšími. Díky těmto účinkům může trénink s infračervenou lampou dočasně zmírnit bolest způsobenou infračerveným zářením.

Bezpečnostní pokyny

Nebezpečí

- ◆ Voda a elektřina jsou nebezpečnou kombinací!
- ◆ Nepoužívejte tento spotřebič ve vlhkém prostředí (např. v koupelně nebo v blízkosti sprchy či bazénu).
- ◆ Nenechávejte do spotřebiče natékat vodu ani ji na spotřebič nevylévejte.

Varování

- ◆ Před připojením spotřebiče zkontrolujte, zda napětí uvedené na spotřebiči odpovídá napětí v místní síti.
- ◆ Jestliže je síťová šňůra poškozená, musíte ji nechat vyměnit v servisním středisku autorizovaném výrobcem nebo podobně kvalifikovaném. osobu, aby nedošlo k ohrožení.
- ◆ Zapnutý spotřebič nenechávejte bez dozoru.
- ◆ Tento spotřebič není určen pro použití osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytlá dohled nebo je nepoučila o používání spotřebiče.
- ◆ Tento spotřebič není určen k používání dětmi. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.

- ◆ Tento spotřebič je určen k léčbě bolesti svalů a kloubů a svalové a kloubní ztuhlosti, nikoliv k léčbě bolesti břicha, obličeje a jiných druhů bolesti.

- ◆ Abyste zabránili přehřátí pokožky, vyhněte se velmi krátkým vzdálenostem ošetření. Teplo by mělo být příjemné po celou dobu ošetření.
- ◆ Abyste zabránili poškození očí, nedívejte se do světla lampy, když je zapnutá.

Klíčové vlastnosti

- součástí přístroje je madlo umožňující snadnou manipulaci

- lampa má plynule nastavitelný úhel náklonu
- automatická ochrana proti přehřátí
- keramické infračervené sklo
- 100% blokování UV
- digitální časovač 1 –15 min s automatickým vypnutím
- automatické vypnutí při pádu nebo položení lampy
- kabel 160 cm

◆ Během ošetření neusněte.

◆ Bezprostředně po ošetření zabraňte příliš rychlému ochlazení ošetřované oblasti.

◆ Pokud by přístroj padal dolů, úhel $\geq 90^\circ$, lampa by se přestane pracovat, zatímco chladicí ventilátor stále pracuje, ochlazuje teplotu spotřebiče.

Kontraindikace pro léčbu infračervenou lampou:

Přístroj nepoužívejte bez předchozí konzultace s lékařem, pokud trpíte závažnými onemocněními, jako jsou srdeční choroby, akutní zánětlivá onemocnění, trombóza, poruchy srážlivosti krve, útlum nadledvinek, systémový lupus erythematosus nebo nádorová onemocnění.

◆ Nepoužívejte přístroj, pokud jste přecitlivělí na infračervenou lampu nebo pokud máte otoky. V případě pochybností se poraďte se svým lékařem.

◆ Nepoužívejte přístroj, pokud jste necitliví na infračervené záření a teplo v důsledku onemocnění (např. pokročilá cukrovka) nebo užívání léků proti bolesti. V případě pochybností se poraďte se svým lékařem.

◆ Nepoužívejte spotřebič, pokud trpíte onemocněními spojenými s demyelinizací nervů, jako je syndrom karpálního tunelu, roztroušená skleróza a neuropatie loketního nervu. V případě pochybností se poraďte se svým lékařem.

◆ Nepoužívejte přístroj, pokud máte implantované zařízení, zejména pokud se nachází v blízkosti ošetřované oblasti. V případě pochybností se poraďte se svým lékařem.

◆ Jestliže jste těhotná, nepoužívejte přístroj k ošetření oblastí v blízkosti břicha nebo v oblasti dolní části zad, aby nedošlo k přehřátí těchto oblastí. V případě pochybností se poraďte se svým lékařem.

◆ Přístroj nepoužívejte, pokud máte otok nebo zánět, protože teplo by mohlo potíže zhoršit. V případě pochybností se poraďte se svým lékařem.

◆ Nepoužívejte spotřebič na poškozenou nebo podrážděnou pokožku nebo na rány.

V případě pochybností se poraďte se svým lékařem.

◆ Při zapnutém spotřebiči jej nezakrývejte například látkou nebo kusem oděvu. Nechte spotřebič vychladnout po dobu přibližně 15 minut, než jej začnete čistit nebo skladovat.

◆ Jestliže jste právě plavali nebo jste se právě sprchovali, ujistěte se, že jste si před použitím spotřebiče řádně osušili pokožku.

Jak používat infračervenou lampu SYMPLEE AK-2012-R

A: Umístěte spotřebič na stabilní, rovný povrch a ujistěte se, že je kolem něj alespoň 25 cm volného prostoru, aby nedošlo k přehřátí.

B: Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky. Stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí spotřebič zapněte. Rozsvítí se červená kontrolka zapnutí .

C: Stisknutím tlačítka nastavení času zvolte dobu ošetření (15-0 minut). Spotřebič začne pracovat po 5 sekundách

◆ Nepoužívejte spotřebič k ošetření míst, na která jste nedávno aplikovali lokální protidráždivé látky (krémy nebo masti obsahující např. mentol), protože to může způsobit mírnou zánětlivou reakci.

Upozornění

◆ Pokud má zásuvka použitá k napájení spotřebiče špatné připojení, zástrčka spotřebiče se zahřívá. Ujistěte se, že jste spotřebič zapojili do správně připojené zásuvky.

◆ Spotřebič nevystavujte silným nárazům.

◆ Vždy po použití a v případě výpadku proudu spotřebič odpojte ze zásuvky.

◆ Umístěte spotřebič na stabilní, rovný povrch.

◆ Ujistěte se, že vzdálenost mezi vaším tělem a spotřebičem je dostatečně velká, aby nedošlo k nehodě.

◆ zvolte vzdálenost, ve které je teplo příjemné, a zvyšte ji. vzdálenost, pokud je teplo příliš intenzivní.

D: Chcete-li nastavit směr světelného paprsku, nakloňte kryt lampy dopředu nebo dozadu .

E: Posadte se nebo si lehněte do správné vzdálenosti od spotřebiče.

Ve vzdálenosti 30-40 cm od těla infračervená lampa ošetřuje plochu o rozměrech přibližně 40 cm x 30 cm (š x v). Při větší vzdálenosti se ošetřovaná plocha zvětšuje , proto je teplo infračervené lampy méně intenzivní. Při kratší vzdálenosti je ošetřovaná plocha menší a teplo infračervené lampy intenzivnější.

Spotřebič lze používat mnoha různými způsoby. Níže najdete několik příkladů.

◆ K léčbě bolavého ramene, krku nebo horní části zad oblasti, položte spotřebič na stůl a nakloňte kryt lampy dozadu. Posadte se na židli nebo stoličku zády k lampě.



Product Name	Infrared Lamp		
Model	AK-2012-R	Power	300W
Voltage	AC110-220V	Frequency	50 Hz
Product Dimension	230*215*340mm	Box Size	275*275*385mm
Carton Size	550X275X780mm	Unit Weight	1.65KG
Package	4 PCS/CARTON	Timer	0-15mins

SYMPLEE AK-2012-R 300W infračervená lampa

- ◆ Chcete-li ošetřit bolest dolní části zad, položte spotřebič na stůl vedle židle. Posadte se na židli nebo stoličku zády k lampě.
- ◆ Pro ošetření bolavého lokte položte přístroj na stůl a posadte se vedle něj.
- ◆ Pro ošetření bolavého kolena položte přístroj na noční stolek a lehněte si vedle něj. Položte na postel a jednu nohu přitáhněte k lampě.

Po použití spotřebič vypněte stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí.

Délka léčby

Doba trvání léčby závisí na typu léčby a na osobě, která má být léčena. Ošetření jednoho svalu nebo kloubu by mělo trvat přibližně 15 minut. V případě potřeby lze ošetření opakovat několikrát denně. Delší doba ošetření než 15 minut nevede k lepším výsledkům. Pro dosažení výsledku můžete opakovat několik ošetření denně v několika po sobě jdoucích dnech. Při chronických problémech lze přístroj používat delší dobu.

Čištění a skladování výrobku

Čištění:

O: Před čištěním spotřebiče jej odpojte od elektrické sítě a nechte jej asi 15 minut vychladnout.

B: K čištění spotřebiče nikdy nepoužívejte drátěnky, abrazivní čisticí prostředky ani agresivní kapaliny, jako je benzín nebo aceton.

C: Kryt lampy a základnu čistěte vlhkým hadříkem. Nenechte do spotřebiče vtékat vodu.

D: Povrch spotřebiče můžete čistit měkkým hadříkem potřísněným trochou metylalkoholu.

Skladování:

A: Nedovolte, aby se síťový kabel dostal do kontaktu s horkým povrchem spotřebiče.

B: Než spotřebič uložíte, odpojte jej ze zásuvky a nechte jej asi 15 minut vychladnout. Spotřebič vždy zvedejte nebo přenášejte za jeho rukojeť. Infračervenou lampu skladujte na suchém místě.

Specifikace:

- Značka: SYMPLEE
- Model: AK-2012-R
- Digitální displej
- Rozměr zářící plochy: 16 x 17 cm
- Tlačítko pro zapnutí / vypnutí
- Napájení: síť AC 220 V
- Výkon: 300 W
- Hmotnost výrobku: 1,65 kg
- Rozměry výrobku: 225 x 225 x 340 mm

Infračervená lampa SYMPLEE AK-2012-R 300W

Predstavenie výrobku a návod na obsluhu



SYMPLEE AK-2012-R 300W

Predstavenie produktu Infračervená lampa SYMPLEE AK-2012-R 300W

Infračervená lampa **SYMPLEE AK-2012-R** poskytuje účinnú úľavu od bolesti svalov a kĺbov. Jeho 300W infračervené teplo je veľmi príjemné a preniká hlboko do pokožky, čím stimuluje krvný obeh.

Účinky infračervenej lampy

Infračervená lampa SYMPLEE AK-2012-R dokáže preniknúť hlboko do pokožky a zohriať tkanivá. Teplo moduluje nervové signály do mozgu, a tým znižuje bolesť. Teplo tiež stimuluje krvný obeh a rozširuje cievy, čo urýchľuje prenos látok potrebných na obnovu a výživu telesných tkanív. Okrem toho infračervená lampa urýchľuje proces látkovej výmeny a odstraňovania odpadových látok z tela. Keďže teplo robí tkanivo poddajnejším, znižuje tiež stuhnutosť a robí kĺby pružnejšími. Vďaka týmto účinkom môže tréning s infračervenou lampou dočasne zmierniť bolesť spôsobenú infračerveným žiarením.

Bezpečnostné pokyny

Nebezpečenstvá

- ◆ Voda a elektrina sú nebezpečnou kombináciou!
- ◆ Nepoužívajte tento spotrebič vo vlhkom prostredí (napr. v kúpeľni alebo v blízkosti sprchy či bazéna).
- ◆ Nenechávajte vodu vtekať do spotrebiča ani ju naň nelejte.

Upozornenie

- ◆ Pred pripojením spotrebiča skontrolujte, či napätie uvedené na spotrebiči zodpovedá napätiu miestnej elektrickej siete.
- ◆ Ak je sieťový kábel poškodený, musíte ho nechať vymeniť v autorizovanom servisnom stredisku výrobcu alebo v podobne kvalifikovanom servise. osoba, aby sa vyhla nebezpečenstvu.
- ◆ Nenechávajte zapnutý spotrebič bez dozoru.
- ◆ Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- ◆ Tento spotrebič nie je určený na používanie deťmi. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.

- ◆ Tento prístroj je určený na liečbu bolesti svalov a kĺbov a svalovej a kĺbovej stuhnutosti, nie na liečbu bolesti brucha, tváre alebo iných typov bolesti.

- ◆ Aby ste zabránili prehriatiu pokožky, vyhnite sa veľmi krátkym vzdialenostiam ošetrovania. Teplo by malo byť príjemné počas celého ošetrovania.
- ◆ Aby ste zabránili poškodeniu očí, nepozerajte sa do svetla lampy, keď je zapnutá.

Kľúčové vlastnosti

- zariadenie je vybavené rukoväťou na jednoduchú manipuláciu
 - lampa má plynulo nastaviteľný uhol sklonu
 - automatická ochrana proti prehriatiu
 - keramické infračervené sklo
 - 100 % blokovanie UV žiarenia
 - digitálny časovač 1 -15 min s automatickým vypnutím
 - automatické vypnutie pri páde alebo položení svietidla
 - 160 cm kábel
-
- ◆ Počas liečby nezaspávajte.
 - ◆ Bezprostredne po ošetrovaní zabráňte príliš rýchlemu ochladeniu ošetrovanej oblasti.
-
- ◆ Ak spotrebič klesne pod uhlom $\geq 90^\circ$, lampa prestane pracovať, zatiaľ čo chladiaci ventilátor stále pracuje a ochladzuje teplotu spotrebiča.
- Kontraindikácie liečby infračervenou lampou:
- Prístroj nepoužívajte bez predchádzajúcej konzultácie s lekárom, ak trpíte závažnými ochoreniami, ako sú ochorenia srdca, akútne zápalové ochorenia, trombóza, poruchy krvácania, nedostatočnosť nadobličiek, systémový lupus erythematosus alebo rakovina.
- ◆ Zariadenie nepoužívajte, ak ste precitliví na infračervenú lampu alebo ak máte opuch. V prípade pochybností sa poraďte so svojím lekárom.
 - ◆ Zariadenie nepoužívajte, ak ste necitliví na infračervené žiarenie a teplo z dôvodu choroby (napr. pokročilá cukrovka) alebo užívate lieky proti bolesti. V prípade pochybností sa poraďte so svojím lekárom.
 - ◆ Prístroj nepoužívajte, ak trpíte ochoreniami spojenými s demyelinizáciou nervov, ako je syndróm karpálneho tunela, skleróza multiplex a neuropatia laktového nervu. V prípade pochybností sa poraďte so svojím lekárom.
 - ◆ Prístroj nepoužívajte, ak máte implantovaný prístroj, najmä ak sa nachádza v blízkosti ošetrovanej oblasti. V prípade pochybností sa poraďte so svojím lekárom.
 - ◆ Ak ste tehotná, nepoužívajte prístroj na ošetrovanie oblastí v blízkosti brucha alebo spodnej časti chrbta, aby nedošlo k prehriatiu týchto oblastí. V prípade pochybností sa poraďte so svojím lekárom.
 - ◆ Zariadenie nepoužívajte, ak máte opuch alebo zápal, pretože teplo môže problém zhoršiť. V prípade pochybností sa poraďte so svojím lekárom.
 - ◆ Prístroj nepoužívajte na poškodenú alebo podráždenú pokožku alebo na rany. V prípade pochybností sa poraďte so svojím lekárom.
 - ◆ Keď je spotrebič zapnutý, nezakrývajte ho napríklad látkou alebo kusom odevu. Pred čistením alebo skladovaním nechajte spotrebič približne 15 minút vychladnúť.

◆ Ak ste práve plávali alebo ste sa sprchovali, nezabudnite sa osprchovať pred pred použitím prístroja si riadne osušte pokožku.

Ako používať infračervenú lampu SYMPLEE AK-2012-R

◆ Ak je zásuvka použitá na napájanie spotrebiča zle pripojená, zástrčka spotrebiča sa zahrieva. Uistite sa, že je spotrebič zapojený do správne pripojenej zásuvky.

◆ Spotrebič nevystavujte silným nárazom.

◆ Po použití a v prípade výpadku prúdu spotrebič vždy odpojte zo zásuvky.

◆ Umiestnite spotrebič na stabilný, rovný povrch.

◆ Uistite sa, že vzdialenosť medzi vašim telom a spotrebičom je dostatočne veľká, aby ste predišli nehodám.

◆ Vyberte vzdialenosť, pri ktorej je teplo príjemné, a ak je teplo príliš intenzívne, vzdialenosť zvýšte.

D: Ak chcete nastaviť smer svetelného lúča, nakloňte kryt svietidla dopredu alebo dozadu.

E: Posadte sa alebo si ľahnite do správnej vzdialenosti od spotrebiča. Vo vzdialenosti 30-40 cm od tela infračervená lampa pôsobí na plochu približne 40 cm x 30 cm (š x v). Pri väčších vzdialenostiach sa ošetrovaná oblasť zväčšuje, takže teplo z infračervenej lampy je menej intenzívne. Pri kratších vzdialenostiach je ošetrovaná oblasť menšia a teplo infračervenej lampy je intenzívnejšie.

Spotrebič sa dá používať rôznymi spôsobmi. Nižšie nájdete niekoľko príkladov.

◆ Ak chcete ošetriť boľavé ramená, krk alebo hornú časť chrbta, položte prístroj na stôl a nakloňte kryt lampy dozadu. Sadnite si na stoličku alebo kreslo chrbtom k lampe.



Product Name	Infrared Lamp		
Model	AK-2012-R	Power	300W
Voltage	AC110-220V	Frequency	50 Hz
Product Dimension	230*215*340mm	Box Size	275*275*385mm
Carton Size	550X275X780mm	Unit Weight	1.65KG
Package	4 PCS/CARTON	Timer	0-15mins

SYMPLEE AK-2012-R 300W infračervená lampa

- ◆ Ak chcete liečiť bolesť spodnej časti chrbta, umiestnite prístroj na stôl vedľa stoličky. Sadnite si na stoličku alebo kreslo chrbtom k lampe. Ak chcete ošetriť boľavý lakeť, položte prístroj na stôl a sadnite si vedľa neho.
- ◆ Ak chcete ošetriť boľavé koleno, položte prístroj na nočný stolík a ľahnite si vedľa neho. Ľahnite si na posteľ a jednu nohu pritiahnite k lampe.

Po použití spotřebič vypnite stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia.

Trvanie liečby

Dĺžka liečby závisí od typu liečby a liečenej osoby. Ošetrovanie jedného svalu alebo kĺbu by malo trvať približne 15 minút. V prípade potreby sa liečba môže opakovať niekoľkokrát denne. Ošetrovanie dlhšie ako 15 minút nevedie k lepším výsledkom. Na dosiahnutie výsledkov môžete opakovať niekoľko ošetrení denne v po sebe nasledujúcich dňoch. Pri chronických problémoch sa zariadenie môže používať dlhší čas.

Čistenie a skladovanie výrobku

Čistenie:

A: Pred čistením spotrebiča ho odpojte od elektrickej siete a nechajte ho približne 15 minút vychladnúť.

B: Na čistenie spotrebiča nikdy nepoužívajte drôtené handry, abrazívne čistiace prostriedky ani agresívne kvapaliny, ako je benzín alebo acetón.

C: Vyčistite kryt a základňu lampy vlhkou handričkou. Nedovoľte, aby do spotrebiča tiekla voda.

D: Povrch spotrebiča môžete vyčistiť mäkkou handričkou potretou trochu metylovaného liehu.

Skladovanie:

A: Nedovoľte, aby sa napájací kábel dostal do kontaktu s horúcim povrchom spotrebiča.

B: Pred uskladnením spotrebiča ho odpojte od elektrickej siete a nechajte ho približne 15 minút vychladnúť. Spotrebič vždy zdvíhajte alebo prenášajte za rukoväť Infračervenú lampu skladujte na suchom mieste.

Špecifikácie:

- Značka.
- Model: AK-2012-R
- Digitálny displej
- Rozmery svietiacej plochy: 16 x 17 cm
- Tlačidlo zapnutia/vypnutia
- Napájanie: 220 V AC sieť
- Výkon: 300 W
- Hmotnosť výrobku: 1,65 kg
- Rozmery výrobku: 225 x 225 x 340 mm

Infrardeča svetilka SYMPLEE AK-2012-R 300W

Predstavitev izdelka in navodila za uporabo



SYMPLEE AK-2012-R 300W

Predstavitev izdelka SYMPLEE AK-2012-R infrardeča svetilka 300W

Infrardeča svetilka **SYMPLEE AK-2012-R** učinkovito lajša bolečine v mišicah in sklepih. Njegova 300W infrardeča toplota je zelo prijetna in prodre globoko v kožo ter spodbuja krvni obtok.

Učinki infrardeče svetilke

Infrardeča svetilka **SYMPLEE AK-2012-R** lahko prodre globoko v kožo in ogreje tkiva. Toplota modulira nevronske signale v možganih in tako zmanjša bolečino. Toplota spodbuja tudi krvni obtok in širi krvne žile, kar pospešuje prenos snovi, potrebnih za obnovo in hranjenje telesnih tkiv. Poleg tega infrardeča svetilka pospešuje proces presnove in odstranjevanje odpadnih snovi iz telesa. Ker je tkivo zaradi toplote bolj prožno, se zmanjša tudi togost in sklepi postanejo prožnejši. Zaradi teh učinkov lahko vadba z infrardečo svetilko začasno ublaži bolečine, ki jih povzroča infrardeče sevanje.

Varnostna navodila

Nevarnosti

- ◆ Voda in elektrika sta nevarna kombinacija!
- ◆ Naprave ne uporabljajte v vlažnem okolju (npr. v kopalnici ali v bližini prhe ali bazena).
- ◆ Ne dovolite, da bi v napravo pritekla voda, ali da bi jo polili na napravo.

Opozorilo

- ◆ Pred priključitvijo naprave preverite, ali napetost, ki je navedena na napravi, ustreza napetosti v lokalnem omrežju.
- ◆ Če je omrežni kabel poškodovan, ga mora zamenjati pooblaščen servisni center proizvajalca ali podobno usposobljen serviser. oseba, da se izogne nevarnosti.
- ◆ Vključenega aparata ne puščajte brez nadzora.
- ◆ Ta naprava ni namenjena za uporabo osebam z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebam s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi naprave nadzira ali pouči oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
- ◆ Ta naprava ni namenjena otrokom. Otroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo z napravo.

- ◆ Ta naprava je namenjena zdravljenju bolečin v mišicah in sklepih ter togosti mišic in sklepov, ne pa zdravljenju trebušnih, obraznih ali drugih vrst bolečin.

- ◆ Da bi se izognili pregrevanju kože, se izogibajte zelo kratkim razdaljam obdelave. Toplota mora biti prijetna ves čas zdravljenja.
- ◆ Da bi preprečili poškodbe oči, ne glejte v svetlobo svetilke, ko je ta prižgana.

Ključne lastnosti

- Vključen ročaj za lažje rokovanje
- svetilka ima brezstopenjsko nastavljiv kot nagiba
- samodejna zaščita pred pregrevanjem
- keramično infrardeče steklo
- 100-odstotno blokiranje UV-žarkov
- digitalni časovnik 1-15 min s samodejnim izklopom
- samodejni izklop ob padcu ali odložitvi svetilke
- 160 cm kabla

◆ Med zdravljenjem ne zaspite.

◆ Takoj po zdravljenju preprečite, da bi se obdelano območje prehitro ohladilo.

◆ Če aparat pade, kot $\geq 90^\circ$, svetilka preneha delovati, medtem ko hladilni ventilator še vedno deluje in ohlaja temperaturo aparata.

Kontraindikacije za zdravljenje z infrardečo svetilko:

Če imate resne bolezni, kot so bolezni srca, akutne vnetne bolezni, tromboza, motnje krvavitve, adrenalna insuficienca, sistemski lupus eritematosus ali rak, aparata ne uporabljajte brez predhodnega posvetovanja z zdravnikom.

◆ Naprave ne uporabljajte, če ste preobčutljivi na infrardečo svetilko ali če imate oteklino. Če ste v dvomih, se posvetujte z zdravnikom.

◆ Naprave ne uporabljajte, če ste zaradi bolezni (npr. napredovala sladkorna bolezen) ali jemanja protibolečinskih zdravil neobčutljivi na infrardeče sevanje in toploto. Če ste v dvomih, se posvetujte z zdravnikom.

◆ pripomočka ne uporabljajte, če imate bolezni, povezane z demielinizacijo živcev, kot so sindrom karpalnega kanala, multipla skleroza in ulnarna nevropatija. Če ste v dvomih, se posvetujte z zdravnikom.

◆ Ne uporabljajte naprave, če imate vsadek, še posebej, če je v bližini območja, ki ga želite zdraviti. Če ste v dvomih, se posvetujte z zdravnikom.

◆ Če ste noseči, naprave ne uporabljajte za zdravljenje predelov v bližini trebuha ali spodnjega dela hrbta, da ne pride do pregrevanja teh predelov. Če ste v dvomih, se posvetujte z zdravnikom.

◆ Ne uporabljajte naprave, če imate oteklino ali vnetje, saj lahko toplota težave še poslabša. Če ste v dvomih, se posvetujte z zdravnikom.

◆ Naprave ne uporabljajte na poškodovani ali razdraženi koži ali na ranah.

Če ste v dvomih, se posvetujte z zdravnikom.

◆ Ko je naprava vklopljena, je ne pokrivajte, na primer s krpo ali oblačilom. Pred čiščenjem ali shranjevanjem počakajte približno 15 minut, da se naprava ohladi.

◆ Če ste ravnokar plavali ali se tuširali, poskrbite, da se boste pred tem oprhali. pred uporabo aparata dobro posušite kožo.

Kako uporabljati infrardečo svetilko SYMPLEE AK-2012-R

A: Napravo postavite na stabilno, ravno površino in poskrbite, da je okoli nje vsaj 25 cm prostega prostora, da se prepreči pregrevanje.

B: Vtič vtičnice vstavite v vtičnico. A Pritisnite gumb za vklop/izklop, da vklopite aparat Rdeča kontrolna lučka za vklop se prižge.

C: Pritisnite gumb za nastavitev časa, da izberete čas zdravljenja (15-0 minut). Naprava bo začela delovati po 5 sekundah.

◆ Naprave ne uporabljajte za nego predelov, na katere ste pred kratkim nanesli lokalne protivnetne snovi (kreme ali mazila, ki vsebujejo npr. mentol), saj lahko to povzroči blago vnetno reakcijo.

Opozorilo

◆ Če je vtičnica, iz katere se napaja aparat, slabo povezana, se vtič aparata segreje. Prepričajte se, da je naprava priključena v pravilno priključeno vtičnico.

◆ Naprave ne izpostavljajte močnim udarcem.

◆ Po uporabi in v primeru izpada električne energije napravo vedno izključite iz električnega omrežja.

◆ napravo postavite na stabilno in ravno površino.

◆ Poskrbite, da bo razdalja med vašim telesom in napravo dovolj velika, da se izognete nesrečam.

◆ Izberite razdaljo, na kateri je vročina prijetna, in jo povečajte, če je vročina premočna.

D: Če želite prilagoditi smer svetlobnega snopa, nagnite pokrov svetilke naprej ali nazaj.

E: Sedite ali ležite na ustrezni razdalji od naprave.

Na razdalji 30-40 cm od telesa infrardeča svetilka obdela površino približno 40 cm x 30 cm (širina x višina). Pri večjih razdaljah je območje, ki ga je treba obdelati, večje, zato je toplota infrardeče žarnice manj intenzivna. Pri krajših razdaljah je območje, ki ga je treba obdelati, manjše, toplota infrardeče žarnice pa je intenzivnejša.

Napravo lahko uporabljate na različne načine. V nadaljevanju je na voljo nekaj primerov.

◆ Za zdravljenje bolečin v ramenih, vratu ali zgornjem delu hrbta postavite aparat na mizo in nagnite pokrov svetilke nazaj. Sedite na stol ali stolček s hrbtom proti svetilki.



Product Name	Infrared Lamp		
Model	AK-2012-R	Power	300W
Voltage	AC110-220V	Frequency	50 Hz
Product Dimension	230*215*340mm	Box Size	275*275*385mm
Carton Size	550X275X780mm	Unit Weight	1.65KG
Package	4 PCS/CARTON	Timer	0-15mins

SYMPLEE AK-2012-R 300W infrardeča svetilka

- ◆ Za zdravljenje bolečin v spodnjem delu hrbta postavite aparat na mizo poleg stola. Sedite na stol ali stolček s hrbtom proti svetilki.
Za zdravljenje bolečega komolca postavite napravo na mizo in se usedite poleg nje.
- ◆ Če želite zdraviti boleče koleno, postavite aparat na nočno omarico in se ulezite poleg njega.
Ulezite se na posteljo in potegnite eno nogo proti svetilki.

Po uporabi napravo izklopite s pritiskom na gumb za vklop/izklop.

Trajanje zdravljenja

Trajanje zdravljenja je odvisno od vrste zdravljenja in osebe, ki se zdravi. Zdravljenje ene mišice ali sklepa naj bi trajalo približno 15 minut. Po potrebi lahko zdravljenje ponovite večkrat na dan. Zdravljenje, ki traja več kot 15 minut, ne vodi k boljšim rezultatom. Za doseganje rezultatov lahko ponovite več tretmajev na dan v zaporednih dneh. Pri kroničnih težavah lahko napravo uporabljate dlje časa.

Čiščenje in shranjevanje izdelka

Čiščenje:

A: Pred čiščenjem aparata ga izključite iz električnega omrežja in pustite, da se približno 15 minut ohlaja.

B: Za čiščenje naprave nikoli ne uporabljajte žičnih krp, abrazivnih čistil ali agresivnih tekočin, kot sta bencin ali aceton.

C: Z vlažno krpo očistite pokrov in podnožje svetilke. Ne dovolite, da bi v aparat pritekla voda.

D: Površino aparata lahko očistite z mehko krpo, na katero ste nanесли malo metiliranega alkohola.

Shranjevanje:

O: Ne dovolite, da bi napajalni kabel prišel v stik z vročo površino aparata.

B: Pred shranjevanjem izklopite aparat iz električnega omrežja in počakajte približno 15 minut, da se ohladi. Napravo vedno dvigujte ali prenašajte za ročaj Infrardečo svetilko shranjujte na suhem mestu.

Specifikacije:

- Blagovna znamka.
- Model: AK-2012-R
- Digitalni zaslon
- Velikost svetlečega območja: 16 x 17 cm
- Gumb za vklop/izklop
- Napajanje: 220 V AC omrežje
- Moč: 300 W
- Teža izdelka: 1,65 kg
- Dimenzije izdelka: 225 x 225 x 340 mm

SYMPLEE AK-2012-R infravörös lámpa 300W

Termékismertetés és használati utasítás



SYMPLEE AK-2012-R 300W

Termék bevezetése SYMPLEE AK-2012-R infravörös lámpa 300W

A **SYMPLEE AK-2012-R** infravörös lámpa hatékonyan enyhíti az izom- és ízületi fájdalmakat. A 300 W-os infravörös hő nagyon kellemes, és mélyen behatol a bőrbe, serkentve a vérkeringést.

Az infravörös lámpa hatása

A **SYMPLEE AK-2012-R** infravörös lámpa mélyen behatol a bőrbe és felmelegíti a szöveteket. A hő módosítja az agyba érkező neuronális jeleket, és így csökkenti a fájdalmat. A hő serkenti a vérkeringést és kitágítja az ereket, ami felgyorsítja a testszövetek helyreállításához és táplálásához szükséges anyagok szállítását. Ezenkívül az infravörös lámpa felgyorsítja az anyagcsere-folyamatot és a salakanyagok eltávolítását a szervezetből. Mivel a hő hatására a szövetek hajlékonyabbá válnak, csökkenti a merevséget és rugalmasabbá teszi az ízületeket. E hatások miatt az infravörös lámpás edzés átmenetileg enyhítheti az infravörös sugárzás okozta fájdalmat.

Biztonsági utasítások

Veszélyek

- ◆ A víz és az elektromosság veszélyes kombináció!
- ◆ Ne használja a készüléket párás környezetben (pl. fürdőszobában, zuhanyzó vagy úszómedence közelében).
- ◆ Ne hagyja, hogy víz folyjon a készülékbe, és ne öntsön vizet a készülékre.

Figyelmeztetés

- ◆ A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a készüléken feltüntetett feszültség megfelel-e a helyi hálózat feszültségének.
- ◆ Ha a hálózati kábel megsérült, akkor azt a gyártó által felhatalmazott szervizközpontban vagy hasonlóan képzett szervizben kell kicserélni. személyt, hogy elkerülje a veszélyt.
- ◆ Ne hagyja a készüléket bekapcsolt állapotban felügyelet nélkül.
- ◆ Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek, akiknek fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességei korlátozottak, vagy nem rendelkeznek elegendő tapasztalattal és ismerettel, kivéve, ha a készülék használatára vonatkozóan a biztonságukért felelős személy felügyeli vagy oktatja őket.
- ◆ Ez a készülék nem gyermekek általi használatra készült. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.

- ◆ Ez a készülék izom- és ízületi fájdalmak, valamint izom- és ízületi merevség kezelésére szolgál, nem hasi, arc- vagy más típusú fájdalmak kezelésére.

◆ A bőr túlmelegedésének elkerülése érdekében kerülje a nagyon rövid kezelési távolságokat. A hőnek a kezelés során végig kellemesnek kell lennie.

◆ A szemkárosodás megelőzése érdekében ne nézzen a lámpa fényébe, amikor az be van kapcsolva.

Fő jellemzők

Fogantyú a könnyű kezelhetőség érdekében

Fő jellemzők

- Tartalmazza a fogantyút a könnyű kezelhetőség érdekében
- a lámpa fokozatmentesen állítható dőlésszöggel rendelkezik
- automatikus védelem a túlmelegedés ellen
- kerámia infravörös üveg
- 100% UV blokkoló
- digitális időzítő 1 -15 perc automatikus kikapcsolással
- automatikus kikapcsolás, ha a lámpát leejtik vagy lefektetik
- 160 cm-es kábel

◆ Ne aludjon el a kezelés alatt.

◆ Közvetlenül a kezelés után kerülje a kezelt terület túl gyors hűtését.

◆ Ha a készülék leesik, szög ≥ 90 C, a lámpa leáll, miközben a hűtőventilátor még mindig működik, hűtve a készülék hőmérsékletét.

Az infravörös lámpás kezelés ellenjavallatai:

Ne használja a készüléket anélkül, hogy előzetesen orvosával konzultálna, ha súlyos betegségekben szenved, például szívbetegségben, akut gyulladós betegségekben, trombózisban, vérzési zavarokban, mellékveseelégtelenségben, szisztémás lupus erythematosusban vagy rákban.

◆ Ne használja a készüléket, ha túlérzékeny az infravörös lámpára, vagy ha duzzanata van. Kétség esetén forduljon orvosához.

◆ Ne használja a készüléket, ha betegség (pl. előrehaladott cukorbetegség) vagy fájdalomcsillapító gyógyszerek szedése miatt nem érzékeny az infravörös sugárzásra és a hőre. Kétség esetén forduljon orvosához.

◆ Ne használja a készüléket, ha olyan betegségekben szenved, amelyek az idegek demielinációjával kapcsolatosak, mint például a kéztőalagút-szindróma, a szklerózis multiplex és a singcsonti neuropátia. Kétség esetén forduljon orvosához.

◆ Ne használja a készüléket, ha van beültetett eszköze, különösen, ha az a kezelendő terület közelében van. Kétség esetén forduljon orvosához.

◆ Ha terhes, ne használja a készüléket a has vagy a hát alsó részén lévő területek kezelésére, hogy elkerülje e területek túlmelegedését. Kétség esetén forduljon orvosához.

◆ Ne használja a készüléket, ha duzzanat vagy gyulladás van, mivel a hő súlyosbíthatja a problémát. Ha kétségei vannak, forduljon orvosához.

- ◆ Ne használja a készüléket sérült vagy irritált bőrön vagy sebeken.

Ha kétségei vannak, forduljon orvosához.

- ◆ A készülék bekapcsolt állapotában ne takarja le például ruhával vagy ruhadarabbal. Tisztítás vagy tárolás előtt hagyja a készüléket kb. 15 percig hűlni.

A SYMPLEE AK-2012-R infravörös lámpa használata

A: Helyezze a készüléket stabil, vízszintes felületre, és a túlmelegedés elkerülése érdekében gondoskodjon arról, hogy legalább 25 cm szabad tér maradjon körülötte.

B: Helyezze be a hálózati csatlakozót a konnektorba. A Nyomja meg a be/ki gombot a készülék bekapcsolásához A piros bekapcsolási jelzőfény világít.

C: Nyomja meg az időbeállító gombot a kezelési idő kiválasztásához (15-0 perc). A készülék 5 másodperc múlva megkezd működését.

- ◆ Ne használja a készüléket olyan területek kezelésére, amelyekre nemrégiben helyi irritáció elleni szereket (pl. mentolt tartalmazó krémeket vagy kenőcsöket) alkalmazott, mivel ez enyhe gyulladáshoz vezethet.

Értesítés

- ◆ Ha a készülék tápellátásához használt aljzat rosszul csatlakozik, a készülék dugója felforrósodik. Ügyeljen arra, hogy a készüléket a megfelelő konnektorba csatlakoztassa.

- ◆ Ne tegye ki a készüléket erős ütéseknek.

- ◆ Használat után és áramszünet esetén mindig húzza ki a készüléket a konnektorból.

- ◆ Helyezze a készüléket stabil, vízszintes felületre.

- ◆ Gondoskodjon arról, hogy a balesetek elkerülése érdekében elég nagy legyen a távolság a teste és a készülék között.

- ◆ Válasszon ki egy olyan távolságot, ahol a hő kényelmes, és növelje a távolságot, ha a hő túl intenzív.

D: A fénysugár irányának beállításához döntse előre vagy hátra a lámpaburkolatot .

E: Üljön vagy feküdjön a készüléktől megfelelő távolságra.

A testtől 30-40 cm távolságban az infravörös lámpa egy körülbelül 40 cm x 30 cm (Sz x H) méretű területet kezel. Nagyobb távolságok esetén a kezelendő terület nagyobb lesz, így az infravörös lámpa hője kevésbé intenzív. Rövidebb távolságok esetén a kezelendő terület kisebb, és az infravörös lámpa hője intenzívebb.

A készülék többféleképpen használható. Az alábbiakban talál néhány példát.

- ◆ Fájó váll, nyak vagy felső háti terület kezeléséhez helyezze a készüléket egy asztalra, és döntse hátrafelé a lámpaburkát. Üljön egy székre vagy zsámolyra úgy, hogy háttal álljon a lámpának.



Product Name	Infrared Lamp		
Model	AK-2012-R	Power	300W
Voltage	AC110-220V	Frequency	50 Hz
Product Dimension	230*215*340mm	Box Size	275*275*385mm
Carton Size	550X275X780mm	Unit Weight	1.65KG
Package	4 PCS/CARTON	Timer	0-15mins

SYMPLEE AK-2012-R 300W-os infravörös lámpa

◆ A derékfájás kezelésére helyezze a készüléket a szék melletti asztalra. Üljön a székre vagy zsámolyra úgy, hogy háttal álljon a lámpának.

A fájó könyök kezeléséhez helyezze a készüléket az asztalra, és üljön mellé.

◆ Fájó térd kezeléséhez helyezze a készüléket az éjjeliszekrényre, és feküdjön mellé.

Feküdjön az ágyra, és húzza egyik lábát a lámpa felé.

Használat után kapcsolja ki a készüléket a be/kikapcsoló gomb megnyomásával.

A kezelés időtartama

A kezelés időtartama a kezelés típusától és a kezelendő személytől függ. Egy izom vagy ízület kezelése körülbelül 15 percig tart. Szükség esetén a kezelés naponta többször is megismételhető. A 15 percnél hosszabb kezelési idő nem vezet jobb eredményekhez. Az eredmények elérése érdekében naponta többször is megismételheti a kezelést egymást követő napokon. Krónikus problémák esetén a készülék hosszabb ideig használható.

A termék tisztítása és tárolása

Tisztítás:

A: A készülék tisztítása előtt húzza ki a készüléket a hálózathoz, és hagyja, hogy körülbelül 15 percig hűljön.

B: Soha ne használjon drótrongyot, súrolószereket vagy agresszív folyadékokat, például benzint vagy acetont a készülék tisztításához.

C: Tisztítsa meg a lámpaburkolatot és a lámpatestet nedves ruhával. Ne engedje, hogy víz folyjon a készülékbe.

D: A készülék felületét egy kevés metilált szesszel bekent puha ruhával tisztíthatja meg.

Tárolás:

A: Ne engedje, hogy a tápkábel érintkezzen a készülék forró felületével.

B: Húzza ki a készüléket a konnektorból, és hagyja kihűlni körülbelül 15 percig, mielőtt tárolja. A készüléket mindig a fogantyújánál fogva emelje fel vagy vigye, az infravörös lámpát száraz helyen tárolja.

Specifikációk:

- Márka.
- Modell: AK-2012-R
- Digitális kijelző
- A fénylő felület mérete: 16 x 17 cm
- Be/Ki gomb
- Tápellátás: 220 V AC hálózat
- Teljesítmény: 300 W
- A termék súlya: 1,65 kg
- Termék méretei: 225 x 225 x 340 mm