

Safeflow

Prvotřídní bezpečnost



Příslušenství k infuzi

Bezjehlový ventil

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

Safeflow

Bezpečný, jednoduchý a cenově výhodný bezjehlový infuzní systém

Bezpečnost především

Bezjehlový infuzní systém Safeflow je správná volba pro infuzní terapii. Ventily Safeflow zvyšují především bezpečnost během infuzní terapie.

Všestranný a inovativní systém

Systém Safeflow je vhodný pro všechna oddělení v nemocnicích.

V portfoliu jsou též Safeflow ventily včetně prodlužovací hadičky a infuzní soupravy.

Bezjehlové ventily Safeflow umožňují zdravotníkům snadné a rychlé Luer-Slip a Luer-Lock napojení pro aplikaci infuze, injekce nebo odběr krve.

**Dokonalý bezjehlový ventil
pro vaši klinickou praxi!**



bezpečný & spolehlivý

Na bezpečnosti infuze opravdu záleží

Prodlužovací hadičky

Safeflow je vždy uzavřený systém. Safeflow ventily s integrovanou maloobjemovou prodlužovací hadičkou umožňují aktivaci ventilu dále od kanyly a mohou být používány i u pediatrických a neonatologických pacientů.



PVC/DEHP-free Neutrapur® hadička

Komfortní pro pacienta.
Bez plastifikátorů.
Ekologická.



Safeflow ventil

Zajišťuje bezpečný
bezehlový vstup pro injekci,
aspiraci a paralelní infuzi,
jako uzavřený systém.



Otočný Luer - Lock konektor

Umožňuje bezpečnější
a praktické napojení bez
kroucení hadičky.





Zpětný ventil

Zabraňuje zpětnému toku
infuze. Zvyšuje bezpečnost
během podávání infuzní
terapie.

Parametry Safeflow

Průtok	360 ml/min
Bez latexu	✓
Luer-Slip a Luer-Lock	✓
Kompletní systém	✓
Plnicí objem	0,09 ml
Počet aktivací	200+



Optimální průtok

Safeflow Luer aktivovatelné ventily s inovovaným designem zajišťují kontinuální průtok tekutiny rychlostí až 360 ml/min.

Výhody pro uživatele

- Jednoduchá dezinfekce
- Kompatibilní s Luer - Slip a Luer - Lock
- Umožňuje mnohonásobný přístup pro přímou aspiraci, injekci nebo infuzi
- Vhodný pro všechny infuzní systémy

Safeflow

Příslušenství k infuzi

Typ produktu	Popis produktu	Vnitřní průměr [mm]	Bez latexu	Bez DEHP	Bez PVC	Délka hadičky [cm]	Kusů v balení	Katalogové číslo
	Safeflow ventil	-	✓	✓	✓	-	50	409100H
Prodlužovací soupravy								
	Safeflow ventil s prodlužovací hadičkou	1,0	✓	✓	✓	10	50	4097154
	Safeflow ventil s Y prodlužovací hadičkou a dvěma ventily	1,0	✓	✓	✓	12	50	4097145
	Safeflow ventil s Y prodlužovací hadičkou, dvěma ventily a dvěma zpětnými ventily	1,0	✓	✓	✓	12	50	4097148
Infuzní sady								
	Intrafix® SafeSet s bezjehlovým ventilem Safeflow	3,0	✓	✓	-	210	100	4063004
	Infusomat® Space Line s bezjehlovým ventilem Safeflow	3,0	✓	✓	✓	230	100	8700110SP
Trojcestné kohouty								
	Discofix C s bezjehlovým ventilem Safeflow	-	✓	✓	✓	-	100	16494CSF
	Discofix C s bezjehlovým ventilem Safeflow a prodlužovací hadičkou	2,0	✓	✓	-	10	100	16500CSF
	Discofix tříprvková soustava ventilů s integrovanými ventily Safeflow a prodlužovací hadičkou	2,0	✓	✓	-	150	50	4085434SF
	Discofix pětiprvková soustava ventilů s integrovanými ventily Safeflow a prodlužovací hadičkou	2,0	✓	✓	-	150	50	4085450SF