

Vyšetřovací a ochranné rukavice



Vyšetřovací a ochranné rukavice

Produkt	Velikost	Kusů v balení	Katalog. číslo
Vasco® Sensitive <ul style="list-style-type: none"> ▪ syntetická vnitřní vrstva ▪ mikro drsný povrch a textura v prstové oblasti  <p>     0321 </p>	latex, nepudrované, nesterilní		
	XS	100	6067500
	S	100	6067526
	M	100	6067549
	L	100	6067565
	XL	90	6067590
Manufix® Sensitive <ul style="list-style-type: none"> ▪ syntetická vnitřní vrstva ▪ mikro drsný povrch a textura v prstové oblasti  <p>     0321 </p>	latex, nepudrované, nesterilní		
	XS	100	9209430
	S	100	9209441
	M	100	9209468
	L	100	9209484
	XL	90	9209499
Manyl® Sensitive <ul style="list-style-type: none"> ▪ doporučovány v případě alergie na latex ▪ hladký povrch ▪ DOP-free  <p>   </p>	vinyl, latex-free, nepudrované, nesterilní		
	S	100	6090210
	M	100	6090230
	L	100	6090250
Manyl® powdered <ul style="list-style-type: none"> ▪ doporučovány v případě alergie na latex ▪ hladký povrch ▪ DOP-free  <p>   </p>	vinyl, latex-free, pudrované, nesterilní		
	S	100	6090117
	M	100	6090133
	L	100	6090150
Manuplast® <ul style="list-style-type: none"> ▪ pouze pro neklinické použití  <p>  </p>	polyethylen, latex-free, nepudrované, nesterilní		
	S	100	6075010
	L	100	6075053

Produkt	Velikost	Kusů v balení	Katalog. číslo
---------	----------	---------------	----------------

Vasco® Nitril white

- tenké rukavice, lepší citlivost
- doporučovány v případě alergie na latex
- chlorované
- mikro drsný povrch a textura v prstové oblasti



nitril, latex-free, nepudrované, nesterilní

XS	100	9207902
S	100	9207910
M	100	9207929
L	100	9207937
XL	90	9207945
XS	150	9208402
S	150	9208410
M	150	9208429
L	150	9208437
XL	135	9208445

Vasco® Nitril blue

- tenké rukavice, lepší citlivost
- doporučovány v případě alergie na latex
- chlorované
- mikro drsný povrch a textura v prstové oblasti



nitril, latex-free, nepudrované, nesterilní

XS	150	9209809
S	150	9209817
M	150	9209825
L	150	9209833
XL	135	9209841

Vasco® Nitril light

- zvláště tenké rukavice, ještě lepší citlivost
- doporučovány v případě alergie na latex
- syntetická vnitřní vrstva
- mikro drsný povrch a textura v prstové oblasti



nitril, latex-free, nepudrované, nesterilní

XS	150	9208801
S	150	9208810
M	150	9208828
L	150	9208836
XL	135	9208844

Manufix® Free

- odolné vůči širokému spektru chemikálií
- doporučovány v případě alergie na latex
- chlorované
- mikro drsný povrch a textura v prstové oblasti




nitril, latex-free, nepudrované, nesterilní

S	100	9209670
M	100	9209689
L	100	9209697
XL	90	9209698

Vyšetřovací a ochranné rukavice

Ruce jsou nejen nejdůležitějším nástrojem ve zdravotnictví, ale také nejčastějším zdrojem infekce. Jednorázové vyšetřovací a ochranné rukavice B. Braun pomáhají chránit zdravotníky v každém zdravotnickém prostředí.



Používání rukavic snižuje nebezpečí kontaminace rukou tělními tekutinami a nebezpečí šíření mikrobů do okolního prostředí a jejich přenos ze zdravotníků na pacienty a naopak i z jednoho pacienta na druhého (Hygiena rukou ve zdravotnictví, WHO směrnice 2009).

Rukavice Manufix®, Vasco® a ManyI® jsou vyráběny a kontrolovány podle EN 455. Test na proteiny v latexu u latexových nepudrovaných rukavic trvale vykazuje nízký obsah proteinů (<30 µg/g).

V případě alergie na latex mohou být použity vysoce kvalitní rukavice bez obsahu latexu, jako jsou nitrilové rukavice Vasco® Nitril nebo Manufix® Free, nebo rukavice ManyI® vyrobené z vinylu.

	Přírodní latex
	Neobsahuje přírodní latex (latex-free)
	Způsobilý pro kontakt s potravinami
	Ochrana proti mikroorganismům (Biohazards)
	Nízká ochrana proti chemikáliím
	Shoda se Směrnicí pro zdravotnické prostředky a Směrnicí PPE 89/686/EEC