



# Caresite

BEZJEHLOVÝ VENTIL

# Caresite

## BEZJEHLVÝ VENTIL



Snadná vizuální kontrola



Snadné čištění a desinfekce



Snadný úchop



Snadné připojení

### TECHNICKÉ PARAMETRY

Rychlost průtoku	208 ml/min
Tlak	300 psi @ 10mL/sec
Zadržovaný objem (přímý ventil)	0,20 mL
Proplachový objem (přímý ventil)	0,22 mL
Ochrana proti refluxu	0,03 mL (pozitivní)
Počet aktivací	216 min
✓ Uzavřený systém	✓ Bez latexu
✓ Bezjehlová technika	✓ Kompatibilní s krví a tuky
✓ Dělené septum ventilu (není určeno pro použití s tupými kanylemi)	✓ Luer lock / Luer slip kompatibilní

### VÝHODY PRO UŽIVATELE

- Průhledný materiál umožňuje kontrolu správného proplachu ventilu
- Hladký povrch usnadňuje čištění a desinfekci
- Koncovka LuerGuide zajistí rychlý a snadný přístup
- Ergonomický tvar zabezpečí snadný úchop s minimalizací rizika kontaminace dotykem
- Lze používat i s vysokotlakými dávkovači
- Ochrana proti refluxu

Popis produktu	Délka (cm)	Plnicí objem (ml)	Vnitřní průměr hadičky (mm)	Bez latexu	Bez DEHP	Kusů v balení	Katalogové číslo
Caresite 	-	0,22	-	▪	▪	200	415122
<b>Prodlužovací soupravy</b>							
Caresite ventil s prodlužovací hadičkou 	20	0,5	1,3	▪	▪	100	470100
Caresite ventil s prodlužovací hadičkou 	15	0,9	2,8	▪	▪	100	470108
Y prodlužovací hadička se dvěma Caresite ventily 	18	0,9	1,3	▪	▪	50	470106

### Podrobné informace pro zdravotníky

Další informace o prevenci rizik v infuzní terapii najdete na webové stránce:

[www.safeinfusiontherapy.com](http://www.safeinfusiontherapy.com)

B. Braun Medical s.r.o. | Divize Hospital Care | V Parku 2335/20 | 148 00 Praha 4 | Česká republika  
Tel. +420-271 091 111 | Fax +420-271 091 112 | [info@bbraun.cz](mailto:info@bbraun.cz) | [www.bbraun.cz](http://www.bbraun.cz)