



URIMED B' BAG

STERILNÍ A NESTERILNÍ

URIMED B' BAG 2 l STERILNÍ, S VÝPUSTÍ

- Jímací sběrný sáček – sterilní
- Délka hadice 90 cm
- S antirefluxní chlopní
- Křížový výpustný ventil

Popis	Katalog. č.	Kusů v bal.
Urimed B'Bag 2 l sterilní	29440	100



URIMED B' BAG 1,5 l NESTERILNÍ, UZAVŘENÝ

- Jímací sběrný sáček – nesterilní
- Délka hadice 90 cm
- Bez antirefluxní chlopně
- Uzavřený

Popis	Katalog. č.	Kusů v bal.
Urimed B'Bag 1,5 l nesterilní	29435	250



B. Braun Medical s.r.o. | Divize OPM | V Parku 2335/20 | 148 00 Praha 4 | Česká republika
Tel. +420-271 091 111 | Fax +420-271 091 112 | info@bbraun.cz | www.bbraun.cz